

## **24H BLUTDRUCKMESSUNG – ABLAUF FÜR DIE PRAXIS**

- 1 Die Anmeldung erfolgt via Anmeldeformular an:  
**monitor24@analytica.ch**

Angaben: Patientendaten, gewünschte Untersuchung, Einsender, Mailadresse (HIN-geschützt, falls Befund per E-Mail erwünscht) sowie vereinbarter Patienten-Termin.

**i WICHTIG!** Anmeldung mind. 3 Arbeitstage vor Patiententermin

- 2 Die bestellten 24h Blutdruckmessungs-Boxen werden durch unsere Kuriere auf direktem Weg in Ihre Praxis geliefert.
- 3 Die 24h Blutdruckmessungs-Geräte und -Manschetten werden den Patienten gemäss beigelegter Anleitung angelegt und erklärt.
- 4 Die Patienten führen während der 24h Blutdruckmessung Tagebuch.
- 5 Nach abgeschlossener Messung werden den Patienten die Manschetten und Geräte in der Praxis wieder entfernt.
- 6 Unkomplizierter Retourversand – einfach beiliegendes Adressdeckblatt wechseln und 24h Blutdruckmessungs-Box durch unsere Kuriere wieder abholen lassen.
- 7 Die Blutdruckwerte werden abschliessend vom Praxissupport-Team zusammengefasst und übermittelt.

### **SIE HABEN FRAGEN ZUM ABLAUF ODER ZU UNSEREN GERÄTEN?**

Unter der Telefonnummer **044 250 50 50** helfen wir Ihnen gerne weiter.