

## **LANGZEIT-EKG – ABLAUF FÜR DIE PRAXIS**

- 1** Die Anmeldung erfolgt via Anmeldeformular an:  
**monitor24@analytica.ch**

Angaben: Patientendaten, gewünschte Untersuchung, Einsender, Mailadresse (hin-geschützt, falls Befund per E-Mail erwünscht) sowie vereinbarter Patienten-Termin.

**i WICHTIG!** Anmeldung mind. 3 Arbeitstage vor Patiententermin

- 2** Die bestellten Langzeit-EKG-Boxen werden durch unsere Kuriere auf direktem Weg in Ihre Praxis geliefert.
- 3** Die Langzeit-EKGs werden den Patienten gemäss beigelegter Anleitung angelegt und erklärt.
- 4** Die Patienten führen während der abgesprochenen EKG-Langzeit-Ausmessung Tagebuch.
- 5** Nach abgeschlossener Messung werden den Patienten die Langzeit-EKGs in der Praxis wieder entfernt.
- 6** Unkomplizierter Retourversand – Einfach beiliegendes Adressdeckblatt wechseln und EKG-Box durch unsere Kuriere wieder abholen lassen.
- 7** Die Resultate werden abschliessend von erfahrenen Kardiologen ausgewertet und elektronisch übermittelt.

### **SIE HABEN FRAGEN ZUM ABLAUF ODER ZU UNSEREN GERÄTEN?**

Unter der Telefonnummer **044 250 50 50** helfen wir Ihnen gerne weiter.