

24H BLUTDRUCKMESSUNG – ABLAUF FÜR DIE PRAXIS

- 1** Die Anmeldung erfolgt via Anmeldeformular an analytica@hin.ch
Angaben: Patientendaten, gewünschte Untersuchung, Einsender, Mailadresse (HIN-geschützt, falls Befund per E-Mail erwünscht) sowie vereinbarter Patienten-Termin.
i WICHTIG! Anmeldung mind. 2 Tage vor Patiententermin
- 2** Die bestellten 24h Blutdruckmessungs-Boxen werden durch unsere Kurier* auf direktem Weg in Ihre Praxis geliefert.
- 3** Die 24h Blutdruckmessungs-Geräte und -Manschetten werden den Patienten gemäss beigelegter Anleitung angelegt und erklärt.
- 4** Die Patienten führen während der 24h Blutdruckmessung Tagebuch.
- 5** Nach abgeschlossener Messung werden den Patienten die Manschetten und Geräte in der Praxis wieder entfernt.
- 6** Unkomplizierter Retourversand – einfach beiliegendes Adressdeckblatt wechseln und 24h Blutdruckmessungs-Box durch unsere Kurier* wieder abholen lassen.
- 7** Die Blutdruckwerte werden abschliessend vom PRAXIS.SUPPORT-Team zusammengefasst und übermittelt.

SIE HABEN FRAGEN ZUM ABLAUF ODER ZU UNSEREN GERÄTEN?

Dann rufen Sie **044 250 50 50** an und verlangen Sie unseren **Praxissupport!**